

RF10-Criando um Equipamento

1 Acesse a aba de Equipamentos do Laboratório

Equipamentos
Lista de Equipamentos do Laboratório

[+ Adicionar Equipamento](#)

Nome	Modelo	Marca	Status	Responsável
AGITADOR MECÂNICO 5 litros com Haste e hélice em aço inox	TE-139	TECNAL	Em Operação	Moises Pedro Marcante
Espectrofotômetro região visível UV-Vis	K37-VIS	KASVI	Não Informado	Nenhum
Agitador magnético múltiplo	SP-1006/S	Sp Labor	Não Informado	Nenhum
Agitador Mecânico com Haste e Hélice	NI 1137	NOVA	Não Informado	Nenhum
Agitador para Floculação Jar Test 6 Provas	JT-103	Milan	Não Informado	Nenhum
Balança Semi-analítica	BL3200H	Shimadzu	Não Informado	Nenhum
Banho termostatizado	TE-2005	Tecnal	Não Informado	Nenhum
Banho Ultrassônico com controle de temperatura.	SSBu – 3,8 L	7lab	Não Informado	Nenhum
BANHO ULTRATERMOSTATICO DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	SSDu – 20 L	SolidSteel	Não Informado	Nenhum
BANHO ULTRATERMOSTATICO DIGITAL COM CIRCULAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	USC-1400A	Quimis	Não Informado	Nenhum

2 Clique em "Adicionar Equipamento"

Página Inicial Notificações Ajuda Logout

Equipamentos

Lista de Equipamentos do Laboratório

+ Adicionar Equipamento

Adicionar Equ

Nome	Modelo	Marca	Status	Responsável
AGITADOR MECÂNICO 5 litros com Haste e hélice em aço inox	TE-139	TECNAL	Em Operação	Moises Pedro Marcante
Espectrofotômetro região visível UV-Vis	K37-VIS	KASVI	Não Informado	Nenhum
Agitador magnético múltiplo	SP-1006/S	Sp Labor	Não Informado	Nenhum
Agitador Mecânico com Haste e Hélice	NI 1137	NOVA	Não Informado	Nenhum
Agitador para Floculação Jar Test 6 Provas	JT-103	Milan	Não Informado	Nenhum
Balança Semi-analítica	BL3200H	Shimadzu	Não Informado	Nenhum
Banho termostatzado	TE-2005	Tecnal	Não Informado	Nenhum
Banho Ultrassônico com controle de	SRB-381	7lab	Não	Nenhum

3 Preencha o formulário com todas as informações necessárias.

Informações do Equipamento

Nome

Iniciais

Descrição

Marca

Modelo

Patrimônio

Link do Fabricante

4

Clique em "Salvar"

The image shows a modal window titled "Informações do Equipamento" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nome: Equipamento
- Iniciais: Iniciais
- Descrição: Descrição
- Marca: Marca
- Modelo: Modelo
- Patrimônio: 123456789
- Link do Fabricante: unioeste.br
- Ano de Aquisição: 2025

At the bottom right of the modal, there are two buttons: "Salvar" (highlighted with an orange circle) and "Cancelar".